

[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)

Questa guida vi guiderà passo passo alla configurazione di una procedura per richiamare il valore di glicemia attuale tramite app “ scorciatoia “ e anche la possibilità di richiedere il valore tramite Siri , assistente vocale si Apple .

Ovviamente il comando sarà funzionante sul iPhone o sul Apple Watch associato a lui

Requisito iOS 12.

Scaricate il comando tramite questo link :

<https://www.icloud.com/shortcuts/7b178e6b76374c37902740bcc950f866>

Ora premete il sulla voce “ Ottieni comando rapido “



Ottieni comando rapido

Mostra azioni

Inserite il vostro url Nightscout

22:37
Gmail



Configura questo comando rapido

Set your Nightscout URL

Examples:
your-cgm.herokuapp.com
your-cgm.azurewebsites.net

URL your-cgm.herokuapp.com

Continua

[Ignora configurazione](#)

Impostate 2 come valore del fuso orario e premete fine

22:37
Gmail



Configura questo comando rapido

Set your timezone offset
(be sure to adjust for daylight savings)

For EDT: -4
For PDT: -7
For GMT: 0

Numero

2

Fine


Ora premete sulla voce libreria che si trova in basso a sinistra

Apparirà la vostra scorciatoia chiamata Nightscout!


Premete i 3 pallini in alto a destra sulla scorciatoia appena creata per poter entrare nel suo menu'



Ora premete dove indica la freccia per entrare nel menu 'interno così da poter personalizzare il richiamo vocale di Siri .




Ora premete su “aggiungi a Siri”



Qui vi verrà chiesto di registrare la vostra voce con una parola o frase così che Siri si attivi se richiamata.

La parola o frase può anche essere casuale, non serve necessariamente che sia il nome della scorciatoia.




Ora premete su fine in alto a destra per tornare nel menu precedente ed ora premete anche qui sulla voce fine in alto a destra per tornare nella libreria delle scorciatoie.


Ora basterà premere sull'immagine della vostra scorciatoia per poter richiamare il comando




Richiederla vocalmente a Siri sull' iPhone



Oppure richiamarla tramite Siri sull' Apple Watch



Potete anche aggiungere le scorciatoie nel menu di sinistra del vostro iPhone così che appaiano subito i comandi



Basterà premere sulla voce modifica che si trova in basso e scegliere cosa dovrà apparire il questo menu”

[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)